



# HU-FRIEDY KEY OPINION LEADER

## НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ



**Соболева Ирина Владимировна, Санкт-Петербург.**  
 Врач-гигиенист,  
 Президент-элект Профессионального Общества Гигиенистов Стоматологических России.  
 Руководитель Санкт-Петербургского отделения Профессионального Общества Гигиенистов Сертифицированный лектор-инструктор в статусе «Мастер» международной академии ИТОР.  
 Преподаватель Санкт-Петербургского медицинского колледжа №3.

## НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ СУПРАГИНГИВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ



**MIR4DSHD** – Зеркало двустороннее 22 мм



**PCPUNC156** – Зонд пародонтологический



**SM0/009E2** – Скейлер Morse для фронтальных зубов в случаях сильной скученности



**SH6/79E2** – Скейлер Hygienist для фронтальных зубов



**S204S9E2** – Скейлер для жевательных зубов



**SC13/149E2** – Универсальная кюрета Columbia для всех поверхностей моляров



**SC4R/4L9E2** – Универсальная кюрета Columbia для всех поверхностей премоляров



**SAS7/89E2** – Кюрета Gracey Mini Five для вестибулярных поверхностей моляров и премоляров

**SSKITA** – Набор для заточки инструментов:  
 плоский камень Арканзас;  
 цилиндрический камень Арканзас;  
 лупа; тестовая палочка;  
 масло для заточки



**IME12DIN1** – кассета для стерилизации и хранения 10-ти инструментов

**Com-Dental**

Эксклюзивный дистрибьютор в России –  
 ГК Com-Dental. Москва, Большой Козихинский  
 пер.7с2, оф.31 тлф: 8 (495) 580-30-80

**Hu-Friedy**




# HU-FRIEDY KEY OPINION LEADER

## НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ



**Соболева Ирина Владимировна, Санкт-Петербург.**  
 Врач-гигиенист,  
 Президент-элект Профессионального Общества Гигиенистов Стоматологических России.  
 Руководитель Санкт-Петербургского отделения Профессионального Общества Гигиенистов Сертифицированный лектор-инструктор в статусе «Мастер» международной академии ИТОР.  
 Преподаватель Санкт-Петербургского медицинского колледжа №3.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ СУБГИНГИВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ



**EXD11/12A6** – Диагностический эксплорер для доступа в глубокие пародонтальные карманы и интерпроксимальные пространства для всех групп зубов



**SMS1/29E2** – Кюрета Gracey Mini Micro для фронтальных зубов (все поверхности)



**SRPG1/29E2** – Кюрета Gracey After Five для фронтальных зубов (все поверхности)



**SAS1/29E2** – Кюрета Gracey Mini Five для фронтальных зубов (все поверхности)



**SG9/109E2** – Кюрета Gracey для вестибулярных поверхностей моляров и премоляров



**SAS7/89E2** – Кюрета Gracey Mini Five для вестибулярных поверхностей моляров и премоляров



**SRP11/129E2** – Кюрета Gracey After Five для медиальных поверхностей моляров и премоляров



**SAS15/169E2** – Кюрета Gracey Mini Five для медиальных поверхностей моляров и премоляров



**SAS13/149E2** – Кюрета Gracey Mini Five для дистальных поверхностей моляров и премоляров



**SRP13/149E2** – Кюрета Gracey After Five для дистальных поверхностей моляров и премоляров

 **Com-Dental**

Эксклюзивный дистрибьютор в России –  
 ГК Com-Dental. Москва, Большой Козихинский  
 пер.7с2, оф.31 тлф: 8 (495) 580-30-80

**Hu-Friedy**